


ATTELLE P.E.A. CARE ET CHAUSSONS CLUBYCARE

Traitement du pied bot pour les enfants



P.E.A. CARE

Pour le traitement pédiatrique du pied bot selon la méthode Ponseti. Une orthèse complète consiste en une attelle P.E.A. CARE sur laquelle sont montés deux chaussons orthopédiques Clubycare.



Propriétés de la barre

- Montage et démontage des chaussons faciles et rapides grâce au système «quick release»
- Longueur de la barre réglable
- Angle de rotation réglable (0° à 80°)
- Dorsiflexion réglable (0° à 20°)
- Se combine avec les chaussons Clubycare
- Poids : 210 à 220 grammes
- Plastique XF de haute qualité

Indications

- Arthrogryposis multiplex congenita
- Pes equinovarus congenitus

N° article	Taille	Largeur d' attelle	Largeur épaules
2D100-1	1	195 - 275 mm	240 - 320 mm
2D100-2	2	230 - 345 mm	280 - 390 mm

Détermination de la taille par rapport à la largeur des épaules.



CHAUSSONS CLUBYCARE

Le chausson Clubycare est fabriqué dans un cuir souple et offre un bon confort. Les chaussons se fixent facilement sur la plaque à l'aide de vis, plaque qui est posée sur le cale-pied de l'attelle P.E.A. CARE. Les vis sont fournies avec l'attelle.

Caractéristiques

- Fermeture velcro (lacet pour abduction)
- Bon contrefort et doublure au talon
- Talon ouvert, bout ouvert
- Livraison : par pièce
- Bride au talon plus longue (piquée dans le talon et renforcée, non extensible)
- Se combine avec l'attelle P.E.A. CARE
- Matériaux : cuir nappa souple ; semelle : caoutchouc ; lacet : coton ; doublure : synthétique EVA



2D101

Sans abduction		Avec Abduction		Taille	Longueur du chausson (mm)	Largeur du pied (mm)
Gauche	Droit	Gauche	Droit			
Velcro	Velcro	Lacets	Lacets			
2D101-G12	2D101-D12	-	-	12	72	40
2D101-G13	2D101-D13	-	-	13	79	42
2D101-G14	2D101-D14	2D102-G14	2D102-D14	14	85	43
2D101-G15	2D101-D15	2D102-G15	2D102-D15	15	92	45
2D101-G16	2D101-D16	2D102-G16	2D102-D16	16	98	46
2D101-G17	2D101-D17	2D102-G17	2D102-D17	17	107	47
2D101-G18	2D101-D18	2D102-G18	2D102-D18	18	113	48
2D101-G19	2D101-D19	2D102-G19	2D102-D19	19	120	50
2D101-G20	2D101-D20	2D102-G20	2D102-D20	20	126	51
2D101-G21	2D101-D21	2D102-G21	2D102-D21	21	133	52
2D101-G22	2D101-D22	2D102-G22	2D102-D22	22	139	54
2D101-G23	2D101-D23	2D102-G23	2D102-D23	23	146	55
2D101-G24	2D101-D24	2D102-G24	2D102-D24	24	152	56
2D101-G25	2D101-D25	2D102-G25	2D102-D25	25	159	58
2D101-G26	2D101-D26	2D102-G26	2D102-D26	26	166	59
2D101-G27	2D101-D27	2D102-G27	2D102-D27	27	172	60
2D101-G28	2D101-D28	2D102-G28	2D102-D28	28	179	62
2D101-G29	2D101-D29	2D102-G29	2D102-D29	29	185	63
2D101-G30	2D101-D30	-	-	30	192	64

Livraison uniquement par pièce. La bride du talon, typique à la chaussure Clubycare, a une fonction essentielle et veille à ce que le talon reste correctement maintenu au fond du contrefort de la chaussure. Il convient donc de tenir compte de réserves suffisantes pour la croissance (max. 15 mm).

L'attelle P.E.A. Care est un dispositif médical de classe 1 fabriqué par Bosko. Il est destiné au traitement pédiatrique du pied bot. Ce dispositif médical est pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez amelie.fr. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Avril 2017.



Infos sur
www.handicap-technologie.fr

6 rue de la redoute - Z.I. SAINT APOLLINAIRE
CS 37833 - 21078 DIJON cedex - FRANCE
Tél. : +33(0)3 80 78 42 30 - Fax : +33(0)3 80 78 42 15
ht.france@proteor.com - www.proteor.fr